

Neoviric

Detergente - Desinfectante concentrado para limpieza y desinfección en un solo paso.

- ✓ Limpia y desinfecta en un solo paso.
- ✓ Bactericida, fungicida, levuricida y virucida.
- ✓ Apto para entornos alimentarios, industriales, institucionales y áreas médicas no críticas.
- ✓ Aprobado para TP2 y TP4, con n° registro: 22-20/40/90-11476 y BC-RK091419-17.



DESCRIPCIÓN

Neoviric es un detergente-desinfectante de amplio espectro y uso profesional, concentrado, basado en amonios cuaternarios de 5ª generación, diseñado para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies no porosas y equipos de entornos alimentarios, industriales e institucionales y áreas no críticas del sector médico y sanitario.

Excelente capacidad desengrasante. Gracias a su cuidada composición de tensoactivos, humectantes y agentes desinfectantes altamente activos, Neoviric permite eliminar todo tipo de suciedad de origen graso y proteico y, simultáneamente, erradicar bacterias, levaduras, mohos y virus, tanto de forma manual, mediante pulverización, inmersión o con bayeta, como de forma mecánica, con equipos generadores de espuma.

Alta versatilidad y cumplimiento normativo. Neoviric cumple el reglamento UE 528/2012 (BPR), estando autorizado como desinfectante en las categorías TP2 y TP4, esto es, está homologado como desinfectante de superficies y equipos presentes en entornos industriales e institucionales, áreas médicas no críticas e industrias alimentarias (siendo en este caso requisito indispensable aclarar con agua potable las superficies que están expuestas al contacto directo con alimentos). Así, cumple las normas UNE-EN 13697 y UNE-EN 13624, en condiciones sucias, siendo eficaz a las dosis de uso recomendadas, contra bacterias, levaduras y hongos como: *Pseudomonas aureaginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *E. Coli*, *Candida albicans* y *Aspergillus brasiliensis*. También cumple la norma EN 14476 en condiciones limpias, siendo activo frente a virus con envoltura como: *Poliovirus tipo 1*, *Adenovirus tipo 5*, *Murine norovirus* y SARS Cov-2.

Neoviric mantiene su eficacia incluso al diluirlo con aguas de alta dureza y es totalmente inocuo con las superficies, incluido aluminio y PVC.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Neoviric puede ser empleado en todo tipo de situaciones y áreas industriales, institucionales, alimentarias y médicas en las que se requiera un desinfectante de amplio espectro con una excelente capacidad de limpieza. Por ejemplo, en el ámbito sanitario: Hospitales, clínicas, residencias geriátricas o centros sociosanitarios; en el ámbito institucional y colectividades: centros educativos, instalaciones deportivas, hoteles, centros comerciales u oficinas; en el ámbito industrial: industrias manufactureras, plantas de producción, almacenes logísticos, laboratorios industriales; en el ámbito alimentario: cocinas industriales y colectividades, industrias cárnicas, lácticas, pesqueras y hortofrutícolas, mataderos, bodegas y embotelladoras... etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Neoviric	Líquido transparente incoloro	1,02 ± 0,01kg/L	12.5 ± 0,5 (100%)	< 300 cP	----	Tensoactivos catiónicos, no iónicos y excipientes.

MODO DE APLICACIÓN

Neoviric es un producto concentrado, por lo que ha de diluirse previo a su uso. Su aplicación puede realizarse mediante pulverización directa, mediante equipos de proyección de espuma, mediante bayeta humedecida con la solución desinfectante, mediante fregona, o bien, por inmersión en el producto diluido siguiendo las pautas siguientes:

- Áreas industriales, institucionales y alimentarias:
 - o Actividad bactericida: Diluir Neoviric al 4% y aplicar sobre las superficies. Mantener durante 5 minutos, frotando en caso necesario. Seguidamente retirar los restos de suciedad y aclarar con agua aquellas superficies susceptibles de entrar en contacto directo con alimentos, o bien, dejar secar aquellas que no cumplan el anterior requisito.
 - o Actividad fungicida y virucida: Diluir Neoviric al 5% en agua y aplicar sobre las superficies, frotando en caso necesario, dejando actuar durante al menos 15 minutos. Seguidamente retirar los restos de suciedad y, finalmente, aclarar con agua potable aquellas superficies que entrarán en contacto directo con alimentos, o bien, dejar secar aquellas que no cumplan el anterior requisito.
- Áreas médicas no críticas:
 - o Actividad bactericida: Diluir Neoviric al 5% y aplicar sobre las superficies, frotando en caso necesario. Dejar actuar durante 1 minuto y aclarar con agua potable en caso necesario.
 - o Actividad fungicida: Diluir Neoviric al 7,5% y aplicar sobre las superficies, frotando en caso necesario. Dejar actuar durante 5 minutos y aclarar con agua potable en caso necesario.
 - o Actividad virucida: Diluir Neoviric al 5% y aplicar sobre las superficies previamente limpiadas, mantener durante 15 minutos y aclarar con agua. (Para limpiar la superficie puede emplearse la misma dilución de Neoviric, frotando en caso necesario y aclarando con agua).

RECOMENDACIONES

No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. En las superficies en las que se manipulen productos alimentarios o sean susceptibles de entrar en contacto con los mismos ha de realizarse un correcto enjuagado con agua potable para cerciorarse de que éstos no contengan restos del producto desinfectante. No mezclar neoviric con otros productos químicos. Las dosificaciones de Neoviric aportadas se realizan desde nuestro mejor entender y conocimiento, ciñéndose a la normativa vigente y a los ensayos de eficacia realizados, siendo aconsejable comprobar que éstas se adecúan a la carga microbiológica de sus instalaciones.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.